

CUSTOMFIT **bachmaier**[®] *silence mini*

Lärmschutz mit spezieller Formgebung.

Die Einsatzmöglichkeiten des CUSTOMFIT **bachmaier**[®] *silence mini* sind vielfältig und Ihr Gehör wird zuverlässig vor irreparablen Schäden geschützt.

Spezielle Einsatzgebiete

// Bibliothek // Strassenbahn // auf Reisen // Lärm in Haushalt und Familie

Die richtige Anwendung

Fassen Sie mit Daumen und Zeigefinger die Griffflasche und setzen Sie den Ohrschutz mit leichtem Druck in den Gehörgang, bis er bequem sitzt.

WICHTIG: Die Otoplastik mit der roten Markierung bzw. dem R vor der Seriennummer gehört in das rechte Ohr!

Nutzungshinweise

Der Ohrschutz erreicht seine volle Schutzwirkung nur, wenn er richtig sitzt und in Lärmsituationen ununterbrochen getragen wird. Bei Nichtbeachtung dieser Empfehlung kann die Schutzwirkung ernsthaft beeinträchtigt werden. Lassen Sie seinen Sitz regelmäßig vom Akustiker überprüfen, da Veränderungen am Gehörgang die Abdichtung verschlechtern.

In diesem Falle sollte die Schutzotoplastik erneuert werden.

Aufbewahrung und Pflege

Bewahren Sie Ihren Lärmschutz in dem mitgelieferten Etui auf. Reinigen Sie den CUSTOMFIT **bachmaier**[®] *silence mini* nach jedem Tragen.

Reinigung und Pflege

Entdecken Sie unsere **oto-fresh**-Produkte für die optimale Reinigung und Pflege Ihres **bachmaier**[®] Lärmschutzes! Bei Ihrem Hörakustiker erhältlich.

// einfache Handhabung // langanhaltende Wirkung // optimale Pflege

Dieses Produkt kann unter bestimmten chemischen Substanzen leiden.

CUSTOMFIT **bachmaier**[®] *silence mini*

Noise protection with special shaping.

The possible uses of the CUSTOMFIT **bachmaier**[®] *silence mini* are highly diverse and your hearing is reliably protected from irreparable damage.

Special areas of use

// library // tram // when traveling // family or household noise

Correct use

Take the handle between thumb and forefinger and, using light pressure, twist the hearing protection into the ear until it sits comfortably.

IMPORTANT: The protection with the red mark or the R before the serial number is for the right ear!

Usage Instructions

This ear protector will only provide its full protective function when worn at all times during noise exposure. If this advice is not followed then protection can be seriously impaired. Have the fit of the protection checked regularly by your specialist as changes in the auditory canal can make the seal less effective.

In this case, the hearing protection should be renewed.

Storage and Care

Store your noise protection in the case supplied. Clean the CUSTOMFIT **bachmaier**[®] *silence mini* after each use.

Cleaning and Care

Discover our **oto-fresh**-products for optimal cleaning and care of your **bachmaier**[®] noise protectors! Available at your hearing aid audiologists.

// easy to handle // long-lasting effect // optimal care

This product may be susceptible to certain chemical substances.