



# CUSTOMFIT **bachmaier**<sup>®</sup> *sleep*

Angenehme Ruhe ohne völlige Isolation.

Wir freuen uns, dass Sie sich und Ihrem Gehör etwas Gutes getan haben!  
Der Lärmschutz CUSTOMFIT **bachmaier**<sup>®</sup> *sleep* dämpft den Umgebungslärm auf ein angenehmes Maß, ohne dabei sämtliche Geräusche zu eliminieren.  
Aus Sicherheitsgründen ist es sogar wichtig, markante Geräusche zu hören - z.B. das Klingeln des Telefons oder ein Martinshorn.

## Spezielle Einsatzgebiete

// lärmbedingte Ein- und Durchschlafprobleme  
// geräuschvolle Schlafumgebungen // auf Reisen

## Die richtige Anwendung

Fassen Sie mit Daumen und Zeigefinger den Griff und drehen Sie den Lärmschutz mit leichtem Druck in den Gehörgang, bis er bequem sitzt.

**WICHTIG: Die Otoplastik mit der roten Markierung bzw. dem R vor der Seriennummer gehört in das rechte Ohr!**

## Nutzungshinweise

Der Lärmschutz erreicht seine volle Schutzwirkung nur, wenn er richtig sitzt. Lassen Sie seinen Sitz regelmäßig vom Akustiker überprüfen, da Veränderungen am Gehörgang die Abdichtung verschlechtern.  
In diesem Falle sollte die Lärmschutzotoplastik erneuert werden.

## Aufbewahrung und Pflege

Bewahren Sie Ihren Lärmschutz in dem mitgelieferten Etui auf. Reinigen Sie den CUSTOMFIT **bachmaier**<sup>®</sup> *sleep* nach jedem Tragen.

## Reinigung und Pflege

Entdecken Sie unsere **oto-fresh**-Produkte für die optimale Reinigung und Pflege Ihres **bachmaier**<sup>®</sup> Lärmschutzes! Bei Ihrem Hörakustiker erhältlich.

// einfache Handhabung // langanhaltende Wirkung // optimale Pflege

*Dieses Produkt kann unter bestimmten chemischen Substanzen leiden.*

# CUSTOMFIT **bachmaier**<sup>®</sup> *sleep*

Pleasantly quiet without being completely cut out.

We are pleased that you have done something good for your hearing!  
The noise protection CUSTOMFIT **bachmaier**<sup>®</sup> *sleep* reduces ambient noise to a comfortable level but without completely eliminating all sounds. For safety reason it is important to be able to hear significant sounds - e.g. a ringing telephone or siren.

## Special areas of use

// noise-related problems in falling and staying asleep  
// noisy sleep surroundings // when traveling

## Correct use

Take the handle between thumb and forefinger and, using light pressure, twist the hearing protection into the ear until it sits comfortably.

**IMPORTANT: The protection with the red mark or the R before the serial number is for the right ear!**

## Usage Instructions

This noise protector will only provide its full protective function when worn at all times during noise exposure. Have the fit of the protection checked regularly by your specialist as changes in the auditory canal can make the seal less effective. In this case, the hearing protection should be renewed.

## Storage and Care

Store your hearing protection in the case supplied. Clean the CUSTOMFIT **bachmaier**<sup>®</sup> *sleep* after each use.

## Cleaning and Care

Discover our **oto-fresh**-products for optimal cleaning and care of your **bachmaier**<sup>®</sup> noise protectors! Available at your hearing aid audiologists.

// easy to handle // long-lasting effect // optimal care

*This product may be susceptible to certain chemical substances.*