

## Ihr Spezialist für maßgefertigten Lärmschutz:

Your specialist for custom-made noise protection:

Empty dashed box for contact information.

Vor- und Nachname | First name, Last name: .....

## Auf Sitz und Funktion geprüft von:

Tested for fit and function by:

.....

Datum | Date

.....

Unterschrift | Signature

Entdecken Sie alle CUSTOMFIT **Gehör- und Lärmschutzprodukte** unter [www.bachmaier.de](http://www.bachmaier.de)

Discover all CUSTOMFIT hearing and noise protection at [www.bachmaier.de](http://www.bachmaier.de)



CUSTOMFIT



**bachmaier**<sup>®</sup>  
*splash*

WATER PROTECTION

# CUSTOMFIT bachmaier® splash

Für ungetrübte Badefreude.

Wir freuen uns, dass Sie sich und Ihrem Gehör etwas Gutes getan haben!  
Diese individuell gefertigte Maßarbeit CUSTOMFIT bachmaier® splash reduziert die Infektionsgefahr, die gerade beim Baden und Duschen besteht.

## Spezielle Einsatzgebiete

// Duschen // Baden // Schwimmen // Plantschen

## Die richtige Anwendung

Fassen Sie mit Daumen und Zeigefinger die Griffleiste und setzen Sie den Ohrschutz mit leichtem Druck in Ohrmuschel/Gehörgang, bis dieser bequem sitzt.

**WICHTIG: Die Otoplastik mit der roten Markierung bzw. dem R vor der Seriennummer gehört in das rechte Ohr! Die Otoplastiken bieten keinen Schutz beim Tauchen!**

## Nutzungshinweise

Der Ohrschutz erreicht seine volle Schutzwirkung nur, wenn er richtig sitzt. Lassen Sie seinen Sitz regelmäßig vom Akustiker überprüfen, da Veränderungen am Gehörgang die Abdichtung verschlechtern. In diesem Falle sollte die Schutzotoplastik erneuert werden.

## Aufbewahrung und Pflege

Bewahren Sie Ihren Wasserschutz in dem mitgelieferten Etui auf. Reinigen Sie den CUSTOMFIT bachmaier® splash nach jedem Tragen.

## Reinigung und Pflege

Entdecken Sie unsere oto-fresh-Produkte für die optimale Reinigung und Pflege Ihres bachmaier® Ohrschutzes! Bei Ihrem Hörakustiker erhältlich.

// einfache Handhabung // langanhaltende Wirkung // optimale Pflege

*Dieses Produkt kann unter bestimmten chemischen Substanzen leiden.*

# CUSTOMFIT bachmaier® splash

For sheer fun in the water.

We are pleased that you have done something good for your hearing. This individual ear protection CUSTOMFIT bachmaier® splash reduces the danger of infection which is particularly great when swimming and showering.

## Special areas of use

// showering // bathing // swimming // splashing around

## Correct use

Take the the lug between thumb and forefinger and, using light pressure, twist the hearing protection into the ear until it sits comfortably.

**IMPORTANT: The protection with the red mark or the R before the serial number is for the right ear! This earplugs are no protection while diving!**

## Usage Instructions

This ear protection only achieve their protective effect if it sits correctly. Have the fit of the protection checked regularly by your specialist. Changes in the auditory canal can lead to a deterioration in the fit. In this case the noise protection should be replaced.

## Storage and Care

Store your swimming ear protection in the case provided and clean the CUSTOMFIT bachmaier® splash after each use.

## Cleaning and Care

Discover our oto-fresh-products for optimal cleaning and care of your bachmaier® hearing protectors! Available at your hearing aid audiologists.

// easy to handle // long-lasting effect // optimal care

*This product may be susceptible to certain chemical substances.*